

---- 股票代码:688026 ----

真空式过滤器

Vacuum Bottle Filters

真空式过滤器利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室 流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无 菌的收集瓶保存,是细胞培养基、缓冲剂和试剂无菌过滤的理想用品。 整套真空过滤器包含上杯盖,上杯,连接器、过滤膜及接收瓶。

膜孔径规格: 0.10μm 0.22μm 0.45μm

膜类型:MCE NYLON PVDF CA SFCA PES PES Express快流速

上杯容量:150mL 250mL 500mL 1000mL 接收瓶容量:150mL 250mL 500mL 1000mL

瓶身:过滤器上杯和接收瓶材质均为聚苯乙烯(PS),绿色连接器为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共

聚物(ABS),白色连接头为聚丙烯(PP),均符合USP Class VI标准。

.....



- ◇ 提供多种膜材质以及多种规格,满足客户不同实验需求 •
- ◇ 倾斜的软管接头更易于连接真空管路 ②
- ◇ 上杯配GL-45螺纹,适合大多数玻璃和塑料培养基储液瓶
- ◇ 接收瓶两侧易握式设计,符合人体工程学,便于握取 ③
- 良好的透明度,刻度清晰,便于观察容量
- ◇ PES Express过滤速度更快, 堵塞率更低
- ◇ 每个包装袋均有产品批号,便于质量追溯
- ◇ 辐照灭菌, SAL 10-6
- ◇ 无DNase/RNase,无热原

热销目录号:

目录号	膜材料	孔径(μm)	容量(mL)	滤膜直径(mm)	个/包	个/箱
FMC201000	混纤(MCE)	0.22	1000	Ф91	1	12
FPV203000	聚偏氟乙烯(PVDF)	0.22	1000	Ф91	1	12
FPE204000	聚醚砜(PES)	0.22	1000	Ф91	1	12
FNY202000	尼龙(NYLON)	0.22	1000	Ф91	1	12
FCA206000	醋酸纤维(CA)	0.22	1000	Ф91	1	12
FPE234000	聚醚砜(PES Express 快流速)	0.22	1000	Ф91	1	12
SCA207000	无表面活性剂醋酸纤维 (SFCA)	0.22	1000	Ф91	1	12





